



המלצות יישום תכשירי KF במטעי עצי פרי נשירים

פרוטוקול בסיס לנשירים: גדגדן, אפרסק, שיזף, נקטרינה, משמש

שלב	תכשיר	כמות לדונם	שיטת יישום	מדרג המלצה
התעוררות פקעים	KF 10	1	הגמעה	בסיס
שיא פריחה	KF 10 KF Amino	0.5 + 0.5 ליטר	שני ריסוסים עוקבים בהפרש 10 ימים	בסיס
שיא פריחה/חנטה	KF 10 Serfico	0.5+0.5	שני ריסוסים עוקבים בהפרש של שבוע	פרמיום
חנטה	KF 10	1 ליטר	הגמעה/ריסוס במקרה בו הקרעק רוויה מים	בסיס
לאחר גמר חנטה	KF Macro Boost	0.7 ליטר	ריסוס . מומלץ לבצע 2-3 ריסוסים עוקבים בתקופת מילוי הפרי	גולד
שבירת צבע הפרי	KF 10	1 ליטר	הגמעה	בסיס
לאחר סיום קטיפה	KF 10	1 ליטר	הגמעה	בסיס

- תכשירי KF נקלטים היטב דרך כל רקמות הצמח. כדי לשלבם בבטחה בריסוסי השגרה של הגנת צומח ולאו הזנה עלוותית, מומלץ להתייעץ עם אנשי החברה.

- המלצות פרמיום נוספות לגידול נשירים בפרוטוקול המלצות לחיזוק מוצקות ויציבות קליפה.